

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Trop-2 Para Citometria De Fluxo - P09758

Número do item: CM0005300



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao TROP-2 humano (TACSTD2), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre expressão de antígenos tumorais em amostras humanas, incluindo células de carcinoma placentário e pancreático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano TROP-2
Observações/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Espécie	Humano
ID do Gene	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do humano (NP_002344.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo