

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Trop-2 Para If/Icc, Fc - P09758

Número do item: CM0009134



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TROP-2 (TACSTD2) humano, conjugado com . Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de marcadores tumorais e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
Observações/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4070
ID do Gene	4070
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo