

Mab Coelho Anti-B2 Microglobulina Humana Para Citometria De Fluxo - P61769

Número do item: CM0011249



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à β 2-microglobulina humana (B2M), um componente chave do MHC de classe I. Validado para citometria de fluxo para facilitar estudos de apresentação de antígenos e evasão imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb coelho anti- β 2 Microglobulina Humana
Observações/Apelido	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da β 2 Microglobulina humana (NP_004039.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo