

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B2 Microglobulina Humana Para Citometria De Fluxo - P61769

Número do item: CM0009481



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti- β 2-microglobulina humana conjugado com para detecção de B2M por citometria de fluxo em estudos de monitoramento imunológico e expressão de MHC. Este reagente tem como alvo a cadeia invariante do MHC classe I, permitindo o estudo da apresentação de antígenos e da função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti- β 2 Microglobulina Humana
Observações/Ândice	IMD43
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da β 2 Microglobulina humana (NP_004039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Transporte	Saco de gelo