

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B2 Microglobulina Humana Mab - P61769

Número do item: CM0012369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado à $\beta 2$ Microglobulina humana (B2M), recomendado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa do sistema imunológico, estudos de MHC classe I e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti- $\beta 2$ Microglobulina Humana mAb
Observações/Apelido	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Espécie	Humana
GeneID	567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da $\beta 2$ Microglobulina humana (NP_004039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo