

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B2-Microglobulina Humana Para Citometria De Fluxo - P61769

Número do item: CM0009298



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-β2-microglobulina humana (clone , IMD43) validado para citometria de fluxo. Específico para humanos; reconhece a proteína B2M de 14 kDa. Ideal para pesquisa imunológica e aplicações de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-β2-microglobulina Humana
Observações/Apelido	IMD43
Espécie	Humana
ID do Gene	567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da β2-microglobulina humana (NP_004039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo