

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B2-Microglobulina Humana Para Citometria De Fluxo - P61769

Número do item: CM0011428



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à β 2-microglobulina humana (B2M). Validado para citometria de fluxo (FC). Indicado para pesquisas imunológicas, estudos de apresentação de antígenos do MHC de classe I e desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti- β 2-Microglobulina Humana
Observações/Alcunha	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da β 2-microglobulina humana (NP_004039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso da Proteína	13 kDa
Transporte	Bolsa de gelo