

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Microglobulina B2 Humana Para Citometria De Fluxo - P61769

Número do item: CM0009230



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra a microglobulina $\beta 2$ humana, para citometria de fluxo. Detecta uma proteína secretada e de superfície celular de 14 kDa, envolvida na apresentação de antígenos pelo MHC de classe I. Adequado para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Microglobulina $\beta 2$ Humana
Observações/Alias	IMD43
Espécie	Humana
GeneID	567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-119 da microglobulina $\beta 2$ humana (NP_004039.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo