

Mab Coelho Anti-Humano Vcam-1/Cd106 Para Fc - P19320

Número do item: CM0004837



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano VCAM-1/CD106 para citometria de fluxo (FC). Validado para amostras humanas; direciona a proteína de adesão celular vascular 1 envolvida na vigilância imunológica e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano VCAM-1/CD106
Observações/Apelido	CD106; INCAM-100
Espécie	Humano
ID do Gene	7412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 da VCAM-1/CD106 humana (NP_001069.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso da Proteína	71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo