

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Vcam-1/Cd106 (Fc) - P19320

Número do item: CM0006092



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a VCAM-1 humana (CD106). Validado para citometria de fluxo (FC). Imunógeno recombinante (aa 25-698). Ideal para pesquisa em inflamação e adesão de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano VCAM-1/CD106 mAb
Observações/Alias	CD106; INCAM-100
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7412
ID do Gene	7412
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 de VCAM1 humana (NP_001069.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso da Proteína	71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo