


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Vcam-1/Cd106 Para Fc - P19320

Número do item: CM0005352



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra VCAM-1 humano (CD106; INCAM-100). Validado para citometria de fluxo (FC). Detecta múltiplas isoformas (~71, 74, 81 kDa). Adequado para pesquisa em adesão leucocitária, inflamação e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano VCAM-1/CD106
Observações/Apelido	CD106; INCAM-100
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 do VCAM-1/CD106 humano (NP_001069.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Em saco de gelo