


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Vcam-1/Cd106 () Para Citometria De Fluxo - P19320

Número do item: CM0012458



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a VCAM-1/CD106 humana, adequado para análise por citometria de fluxo da expressão de VCAM-1 em células endoteliais e imunes. Ideal para estudos de adesão de leucócitos e processos inflamatórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human VCAM-1/CD106 mAb
Observações/Alias	CD106; INCAM-100
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7412
ID do Gene	7412
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-698 de VCAM-1/CD106 humana (NP_001069.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo