

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd127/IL-7R α Humano/Macaco Para Fc - P16871

Número do item: CM0008011



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado de coelho anti-CD127/IL-7R α humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a subunidade alfa do receptor da interleucina-7 (UniProt P16871). Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD127/IL-7R α humano/macaco
Observações/Apelidos	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3575
GeneID	3575
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 do CD127/IL-7R α humano (NP_002176.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P16871
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo