

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD127/IL-7R α Humano/Macaco - P16871

Número do item: CM0010828



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD127/IL-7R α humano e de cynomolgus para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos envolvendo vias do receptor de IL-7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal coelho anti-CD127/IL-7R α Humano/Macaco
Observações/Apêndice	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3575
GeneID	3575
Imunôgeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo