

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd127/IL-7Rα Para Citometria De Fluxo - P16871

Número do item: CM0012005



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco CD127/IL-7Rα validado para Citometria de Fluxo. Imunogênio recombinante, reage com Humano e Cynomolgus. Ideal para análise da expressão de IL-7R em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco CD127/IL-7Rα
Observações/Apelido	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 do CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo