


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd14 Humano/Macaco Para Fc - P08571

Número do item: CM0010761



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD14 humano e de macaco-cinomorfo para citometria de fluxo. CD14 é um correceptor de LPS ancorado por GPI que medeia a imunidade inata. Ideal para a identificação de monócitos/macrófagos em pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD14 humano/macaco
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, macaco-cinomorfo
SWISS	P08571
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo