


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd14 Para Fc - P08571

Número do item: CM0008087



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD14 humano e de macaco cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno de diferenciação de monócitos CD14, um coreceptor para lipopolissacarídeo bacteriano e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD14
Observações/Alíase	CD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo