


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd14 Para Fc - P08571

Número do item: CM0004313



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD14, validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de macaco cynomolgus. Coreceptor para LPS bacteriano, que medeia a resposta imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD14
Observações/Alias	CD14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	929
ID do Gene	929
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo