


Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano/Macaco Cd14 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0009957



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD14 conjugado a validado para citometria de fluxo. Reconhece CD14 humano e de macaco cinomolgo, um marcador de monócitos/macrófagos e co-receptor de LPS. Ideal para pesquisa em imunidade inata e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano/Macaco CD14 Conjugado a
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	929
ID do Gene	929
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P08571
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Envio	Em saco de gelo