


Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Cd14 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0012520



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD14 (humano/cinomorlo). Projetado para citometria de fluxo (FC) para identificar monócitos/macrófagos e estudar respostas imunes inatas. P08571.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD14 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	CD14
Espécie	Humano
GeneID	929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humano, Cinomorlo
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo