


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd14 Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0007878



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco CD14 validado para Citometria de Fluxo. Reconhece CD14, um correceptor de LPS que media respostas imunes inatas. Adequado para amostras humanas e de macaco-cinomolgo. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AcM Coelho Anti-Humano/Macaco CD14
Observações/Alias	CD14
Espécie	Humano
GeneID	929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo