

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd16 Para Fc - P08637/O75015

Número do item: CM0008981



introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano/Macaco CD16 para citometria de fluxo. Reconhece CD16A e CD16B (FCGR3A/FCGR3B), com reatividade em humano e macaco cinomolgo. Adequado para aplicação em FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano/Macaco CD16
Observações/Apêndices	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2214/2215
Imunogénio	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Cinomialgo)
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envio	Saco de gelo