

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd16 Humano/Macaco Para Fc - P08637 / O75015

Número do item: CM0011270



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD16 humano e de macaco cinomolgo (FCGR3A/3B). Validado para citometria de fluxo, ideal para fenotipagem de células NK e ensaios funcionais de ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD16 humano/macaco
Observações/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso da Proteína	29KDa/26KDa
Envio	Bolsa de gelo