

Coelho Anti-Humano/Macaco Cd16 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P08637/O75015

Número do item: CM0006131



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD16 conjugado com , validado para citometria de fluxo, visando o CD16 humano e de macaco-cinomolgo (FCGR3A/FCGR3B). O imunogênio recombinante cobre o domínio extracelular, garantindo a detecção específica do receptor Fc de baixa afinidade para IgG envolvido na ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD16 mAb
Observações/Apelido	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2214/2215
ID do Gene	2214/2215
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso da Proteína	29KDa/26KDa
Envio	Saco com gelo