

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd18 Humano/Macaco Conjugado A - P05107

Número do item: CM0004059



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD18 humano e de macaco cinomolgo para citometria de fluxo. O CD18 (ITGB2) é a subunidade integrina beta-2 que media a adesão e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD18 Humano/Macaco conjugado a
Observações/Apelido	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Espécie	humano
GeneID (Humano)	3689
GeneID	3689
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-769 do CD18 humano (NP_000202.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo