

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 Humano/De Macaco - Cd19

Número do item: CM0012338

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD19 (clone) produzido em coelho, validado para citometria de fluxo. Reconhece o CD19 humano e de cinomolgo, uma glicoproteína de superfície das células B com 95 kDa. Adequado para investigação hematopoiética e imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 humano/de macaco
Observações/alias	CD19
Espécie	Macaco
ID do gene (humano)	930
ID do gene	102145514
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco (XP_005591597.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Humano, cinomolgo
Envio	Bolsa de gelo