

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd19 Mab - Cd19

Número do item: CM0011139

introdução

Anticorpo monoclonal Rabbit anti-Human/Monkey CD19 para citometria de fluxo (FC). Reage cruzadamente com CD19 humano e de macaco cinomolgo (63kDa). Ideal para pesquisa de células B e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
Apelido	CD19
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene (Macaco)	102145514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo