

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 Humano/Macaco - Cd19

Número do item: CM0009318

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD19, reativo com humano e macaco cinomolgo. Projetado para aplicações de citometria de fluxo, este anticorpo reconhece uma proteína transmembrana de 63 kDa, tornando-o adequado para pesquisa de imunofenotipagem de células B.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	CD19
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	102145514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco (XP_005591597.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Cinomolgo)
Peso da Proteína	63 kDa
Transporte	Em saco de gelo