

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd19 Humano/Macaco

Número do item: CM0005132

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD19 humano e de macaco. Validado para citometria de fluxo com reatividade cruzada para humano e macaco cinomolgo. Peso molecular previsto: 63 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 Humano/Macaco
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	102145514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo