

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd19 - Cd19

Número do item: CM0003981

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com direcionado a CD19 para citometria de fluxo. Validado para espécies humanas e macacos cynomolgus. Adequado para análise de linhagem de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD19
Observações/Apelido	CD19
Espécie	Macaco
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene (Macaco)	102145514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Bolsa de gelo