

Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Cd20 Para Fc - P12314

Número do item: CM0004676

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra CD20 humano/cinamolgo, conjugado com , validado para citometria de fluxo. Ideal para perfilagem de células imunológicas e pesquisa clínica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD20
Observações/Apelido	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso da Proteína	14kDa/33kDa
Envio	Bolsa de gelo