


Mab De Coelho Anti-Cd20 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P11836

Número do item: CM0005246



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD20 humano/macaco, otimizado para citometria de fluxo. Reconhece isoformas de 33/14 kDa específicas de células B; apresenta reatividade cruzada com macaco cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD20 humano/macaco
Observações/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso da Proteína	14kDa/33kDa
Envio	Bolsa de gelo