


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd20 Humano/ Macaco Para Cf - P11836

Número do item: CM0012534



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD20 humano/macaco, reativo com amostras humanas e de macaco-cinomolgo. Validado para citometria de fluxo, direcionado ao antígeno CD20 dos linfócitos B, essencial para estudos de desenvolvimento, diferenciação e ativação das células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD20 Humano/Macaco
Observações/Apelidos	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene	931 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P11836
Peso da Proteína	14 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de gelo