


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd20 Para Citometria De Fluxo - P11836

Número do item: CM0011070



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco CD20 de alta qualidade validado para citometria de fluxo. Detecta o CD20, um canal de cálcio específico de células B (P11836), com reatividade cruzada para humanos e macacos cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD20 mAb
Observações/Apelidos	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
ID do Gene	931
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CD20 humano mAb (NP_068769.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso da Proteína	14kDa/33kDa
Transporte	Saco de gelo