


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd20 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P11836

Número do item: CM0006126



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com , direcionado ao antígeno CD20 humano/de macaco. Validado para citometria de fluxo. Marcador de células B para pesquisa em imunologia, desenvolvimento de diagnósticos e triagem de fármacos. UniProt: P11836.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD20 humano/de macaco
Observações/Apelidos	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomoigo
SWISS	P11836
Peso da Proteína	14 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de gelo