

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd25 Para Fc - P01589

Número do item: CM0011312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD25 (IL2RA). Validado para citometria de fluxo (FC) em humanos e cinomolgos. Ideal para o estudo de células T reguladoras (TREGs) e tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD25
Observações/Apelidos	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
ID do Gene	3559
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo