

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 Humano/De Macaco Para Citometria De Fluxo - P01589

Número do item: CM0009124



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD25 humano/de macaco (subunidade alfa do receptor de IL-2). Validado para citometria de fluxo, adequado para a detecção de células T reguladoras e o estudo dos mecanismos de tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD25 humano/de macaco
Observações/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	3559
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-213 do CD25 humano (NP_000408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Gelo reutilizável