

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd3 Humano/Macaco Para Fc - P07766

Número do item: CM0004791



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD3 Humano/Macaco para citometria de fluxo. Detecta a cadeia épsilon do CD3 (23 kDa) em células T. Reage de forma cruzada com humano e macaco-cinomolgo. Adequado para imunofenotipagem e pesquisa de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD3 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo