

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd3 Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0011038



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado à cadeia épsilon do CD3 humano e de macaco cinomolgo. Adequado para detecção de linfócitos T por citometria de fluxo em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco CD3
Observações/Apêndice	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo