


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd38 Para Fc - P28907

Número do item: CM0009079



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano/macaco CD38 conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína transmembrana de 14-34 kDa em linfócitos e outros tecidos. Ideal para imunofenotipagem e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco CD38
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
ID do Gene	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco)
SWISS	P28907
Peso da Proteína	14kDa/34kDa
Envio	Saco de Gelo