


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd38 Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0012673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD38 humano e de macaco-cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar as funções enzimáticas e de receptor do CD38 na regulação imunológica, diabetes e pesquisas em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD38 mAb
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P28907
Peso da Proteína	14kDa/34kDa
Envio	Saco com gelo