


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd38 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P28907

Número do item: CM0009885



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD38 humano e de macaco. Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção da expressão de CD38 em células imunes para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD38 Humano/Macaco
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (NP_001766.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco)
SWISS	P28907
Peso Proteico	14kDa/34kDa
Envio	Em bolsa de gelo