


Coelho Anti-Humano/Macaco Cd38 Polymab® Para Fc - P28907

Número do item: CM0008247



introdução

Coelho anti-Humano/Macaco CD38 PolymAb® é um anticorpo monoclonal para citometria de fluxo, validado para humanos e macacos cinomolgus. Tem como alvo a glicoproteína CD38 envolvida na sinalização e metabolismo de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD38 PolymAb®
Observações/Apelido	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo