

Mab Anti-Humano/Macaco Cd4 Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0011326



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Humano/Macaco CD4 de coelho (conjugado) validado para citometria de fluxo. Detecta o CD4, um marcador chave de células T auxiliares e receptor do HIV. Indicado para fenotipagem de células imunes e pesquisa em doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Humano/Macaco CD4
Observações/Apelidos	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	920
Imunógeno	Proteína recombinante do CD4 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo