


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 Humano/ De Macaco Para Fc - P01730

Número do item: CM0009996



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD4 humano e de macaco cynomolgus (glicoproteína de superfície das células T). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para fenotipagem de células imunes e pesquisa sobre HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD4 Humano/ de Macaco
Observações/Apelidos	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo