


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0004840



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD4 humano/macaco, conjugado a , validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a glicoproteína de superfície de células T CD4; reage com humano e macaco-cinomoigo. SWISS: P01730.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco CD4
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID	920
Imunogênio	Proteína recombinante de CD4 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomoigo
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envio	Em saco de gelo