

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd4 Humano/Primata Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0009939



introdução

mAb de Coelho Anti-CD4 Humano/Primata, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o CD4 humano (P01730) e apresenta reação cruzada com macacos cynomolgus. Útil para a identificação de células T auxiliares e pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD4 Humano/Primata
Observações/Apelidos	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante do CD4 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo