


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0005368



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece especificamente a proteína CD4 humana, de macaco cynomolgo e de macaco rhesus. Conjugado com , é validado para citometria de fluxo, adequado para identificação de células T auxiliares e pesquisa sobre HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano/Macaco CD4
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	920
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo, Rhesus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo