

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Humano/Macaco Para Fc - P08575

Número do item: CM0012579



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD45 humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de subconjuntos de leucócitos em aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 Humano/Macaco
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco)
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Em saco de gelo