

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P08575-9

Número do item: CM0011914

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 humano/macaco conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno comum de leucócitos, reage de forma cruzada com humano e cynomolgus. Adequado para imunofenotipagem. Isoforma 7, ~138 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 Humano/Macaco
Observações/Apêndice	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Peso Proteico	138kDa
Envio	Bolsa de gelo